




R-One +



Plug & Go

Comienza a trabajar inmediatamente sin necesidad de unidades adicionales, gracias al compresor interno y al tanque de agua integrado, que incluye un potente sistema de filtración.

Eco friendly

R-One+ genera una baja huella de carbono, lo que te permitirá operar sin necesidad de un compresor de aire.

Ahorra tiempo con el sistema Chairside

El hecho de que la producción se realice en un entorno clínico permite que los pacientes reciban el tratamiento lo antes posible.

6 Bloques - 1 Solo soporte

Gracias al sistema especial de soporte multibloque de R-One+ podrás colocar hasta 6 bloques de vitrocerámicos en un solo soporte.

5 Premill - 1 Solo soporte

Con el soporte especial podrás acomodar hasta 5 pilares anatómicos prefabricados en un solo soporte, lo que proporciona eficiencia, productividad y facilidad de uso.



Especificaciones técnicas R-One

TECNOLOGÍA DE
LOS EJES DE MOTOR

Paso a paso
(Micro Stepper)

VELOCIDAD DE
ROTACIÓN DEL EJE

100,000 RPM / STD

DIÁMETRO MÁXIMO DEL
VÁSTAGO DE LA FRESA

3 mm / 4 mm

ÁNGULO DE INCLINACIÓN
DEL EJE B

Sin limite

PODER DEL EJE

0.86 kW

NÚMERO DE EJES

4 Ejes simultaneos

CAPACIDAD DE FRESAS

7

VOLTAGE / FRECUENCIA

110 - 230 v / 50 - 60 Hz

REQUIERE AIRE

No

SOFTWARE

**Software de sistema
abierto**

PESO

65 kg

DIMENSIONES

320 x 505 x 636 mm

Premios



Tipos de soportes



Soporte para
disilicato



Soporte para
premill



Soporte multiple
para disilicato



Soporte múltiple
para premill



Soporte múltiple
disilicato - premill

Aplicaciones



Carillas



Inlay



Onlay



Coronas



Puentes



Pilares personalizados

Tipos de material

Disilicato

Composite

Titanio

redon
technology



www.redon.com

Importado y
distribuido por:



Tajín 110, Narvarte, Benito Juárez,
CDMX, C.P. 03020 Tel: 55 5672 2830